

XRF Scientific社製

蛍光X線分析用融剤一覧

(四ホウ酸リチウム／メタホウ酸リチウム)

XRF Scientific社では、蛍光X分析に適した高純度の四ホウ酸リチウム／メタホウ酸リチウム系融剤を、低価格でご提供致します。

融剤(添加剤なし)

商品名(配合比)	パーツ番号	購入単位	主な用途
四ホウ酸リチウム100%	1018200	2kg	フェロアロイ
四ホウ酸リチウム：メタホウ酸リチウム = 72:28	1015800	2kg	
四ホウ酸リチウム：メタホウ酸リチウム = 70:30	1015600	2kg	
四ホウ酸リチウム：メタホウ酸リチウム = 66:34	1011200	2kg	セメント、石灰石、炭酸塩
四ホウ酸リチウム：メタホウ酸リチウム = 50:50	1007300	2kg	シリカ、岩石
四ホウ酸リチウム：メタホウ酸リチウム = 12:22	1003200	2kg	鉄鉱石、ボーキサイト
四ホウ酸リチウム：メタホウ酸リチウム = 20:80	1007000	2kg	
メタホウ酸リチウム100%	1017800	2kg	

剥離剤添加融剤

タイプ1: 上記融剤(添加剤なし)に臭化リチウムを添加

タイプ2: 上記融剤(添加剤なし)にヨウ化リチウムを添加

※添加量は別途お問合せ下さい。

酸化剤添加融剤

タイプ1: 上記融剤(添加剤なし)に硝酸リチウムを添加

タイプ2: 上記融剤(添加剤なし)に硝酸ナトリウムを添加

※添加量は別途お問合せ下さい。

※販売価格は購入量に応じて異なります。

下記代理店までお気軽にお問合せ下さい。

輸入代理店

㈱ニューメタルズ エンド ケミカルズ コーポレーション

本社 〒104-0031 東京都中央区京橋1-2-5 京橋TDビル5F

Tel:03-5202-5620 Fax:03-3271-5860

大阪 〒541-0041 大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザビル9F

Tel:06-6202-5108 Fax:06-6223-0987