

# 手研磨専用装置 MM-200



手研磨装置 MM-200 外観 (φ203 アルミ盤・押さえリング付)

- ◎ 手軽に研磨が可能です。
- ◎ 回転速度、及び回転方向の変更が可能です。
- ◎ 自動研磨装置 MA シリーズの研磨盤との互換性があります。

## オプション



### 常温硬化樹脂 テクノビット

サンプルの精密な包埋に最適



### カメオディスク※1

固定砥粒の研磨ディスク #120～#1200



### ポリシング用クロス※2

最終仕上げ研磨(1μm 以下)

※1:水、OS オイル(潤滑油)を使用し、試料の面出し(粗研磨)～中間仕上げが行えます。

※2:ダイヤモンドスラリー、アルミナ研磨剤、粒径 1μm 以下の研磨剤を塗布し、最終仕上げが行えます。

## 製品仕様

寸法	330W×430D×200H(mm) ※ノズル含まず
重量	20kg
研磨盤	φ203mm 盤
回転	0～330rpm ※逆回転可能
モーター	スピードコントロールモーター 90W
入力電源	AC100V
研磨盤注水口	外径φ6mm ナイロンチューブ(ワンタッチジョイント式)
排水口	排水ホース外径φ36mm 1箇所(装置裏面)
給水口	水道ホース内径φ15mm

### 販売元

株式会社ニューメタルズ・エンド・ケミカルズ・コーポレーション  
 NEW METALS AND CHEMICALS CORPORATION  
 東京本社 TEL : 03-5202-5621 FAX:03-3271-5860  
 大阪支店 TEL : 06-6202-5128 FAX:06-6223-0987  
 お問い合わせ : <https://www.newmetals.co.jp/contact.html>

### 製造元

ムサシノ電子株式会社  
 MUSASHINO DENSHI, INC.  
 TEL : 0422-48-7474 FAX : 0422-45-1198